



Dati del modulo d'ordine

Tutti i campi sono obbligatori per l'elaborazione dell'ordine

Dati dell'ordine

Data: _____ N. ordine: _____
Nominativo del contatto: _____
Numero di telefono del contatto: _____
Email: _____
Ospedale/Clinica: _____
Indirizzo di consegna: _____

Codice postale: _____

Dati del paziente

Numero di riferimento del paziente: _____
Nome: _____
Cognome: _____
Anno di nascita: _____
Indicare: ☐ Maschio ☐ Femmina
Indicare: ☐ Nuovo paziente ☐ Paziente esistente
Diagnosi: _____

Continuate a compilare i dettagli dell'indumento nelle pagine seguenti.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE CONTATTARCI AL
NUMERO:02/2664641
O INVIARE UNA MAIL A: sanamed@sanamed.it**

Modulo d'ordine per pantaloncini e leggings

Tutti i campi sono obbligatori per l'elaborazione dell'ordine

Premium Original

- Powernet semplice:** ☐ Beige ☐ Marrone chiaro ☐ Rosa chiaro ☐ Rosso ☐ Lampone
☐ Blu classico ☐ Blu denim ☐ Nero
- Powernet stampata:** ☐ Unicorn ☐ Jeep per Safari ☐ Stampa di zampa ☐ Camo in rosa ☐ Camo in verde
☐ Camo in blu ☐ Unicorn arcobaleno

Cerniere (cerniera a tema disponibile solo con modifica della cerniera esterna)

- ☐ Nessuna ☐ Abbinamento colori ☐ Leopardato ☐ Camo ☐ Galassia ☐ Arcobaleno
☐ Tribale

Bordature (solo fine manica e fine pantaloncini e leggings, nessuna bordatura su cavallo e scollatura) (nessuna scelta di bordatura disponibile su calzini, guanti da piede, guanti e indumenti per la testa)

- ☐ Nessuna ☐ Margherite ☐ Rose ☐ Sirenetta arcobaleno ☐ Tribale in rosa ☐ Razzo
☐ Pallone B&N ☐ Pallone in rosa ☐ Cuori in rosa ☐ Argento azteco ☐ Rosa azteco ☐ Punti e strisce

Cucitura

- ☐ Abbinamento colori ☐ Beige ☐ Bianco ☐ Marrone chiaro ☐ Rosa pastello ☐ Rosa brillante
☐ Rosso ☐ Viola ☐ Verde ☐ Blu pastello ☐ Blu reale ☐ Blu denim
☐ Blu navy ☐ Nero




Premium Active - 50 UPF (entrambi i colori degli indumenti sono progettati con cerniera e filo neri) (con questa opzione di tessuto non è disponibile la bordatura a tema)

- ☐ Verde eucalipto ☐ Nero

Premium Q10 - Ingrediente cosmetico Q10 (cerniera e filo sono abbinati - i colori in tinta unita sono basati sulla scala Fitzpatrick) (con questa opzione di tessuto non è disponibile la bordatura a tema)

- Q10 semplice:** ☐ Tipo 2 (bianca, latte) ☐ Tipo 3 (da medio bianca a olivastra) ☐ Tipo 4 (olivastra, marrone moderato) ☐ Tipo 5 (marrone, marrone scuro) ☐ Tipo 6 (marrone, molto scura, da marrone a nera)
- Q10 stampato:** ☐ Fate e Castello ☐ Dinosauri

Indumento (indicare)


☐ PO 1119 Leggings a gamba corta ☐ Cavallo aperto ☐ Cavallo chiuso 	☐ PO 1111 Leggings sotto il ginocchio, qualsiasi lunghezza, senza piedi ☐ Cavallo aperto ☐ Cavallo chiuso 	☐ PO 0201 Gambale, qualsiasi lunghezza, con o senza piede ☐ Sinistra ☐ Destra ☐ Con piedi ☐ Senza piedi ☐ PO 0015 Fascia per il ginocchio 	☐ PO 1103 Altezza vita di una gamba, pube aperto Con o senza piedi ☐ Sinistra ☐ Destra ☐ Con piedi ☐ Senza piedi 	☐ PO 1101 Altezza vita Due gambe con piedi ☐ Punta aperta ☐ Punta chiusa ☐ Cavallo aperto ☐ Cavallo chiuso 	☐ PO 1134 Altezza vita, uno o due monconi, Con o senza piedi ☐ Sinistra ☐ Destra ☐ Entrambi ☐ Cavallo aperto ☐ Cavallo chiuso ☐ Con piedi ☐ Senza piedi 
--	---	--	--	--	---

Modulo d'ordine per pantaloncini e leggings

N. ordine: _____ Numero di riferimento del paziente: _____

Utilizzate questo schema
insieme alla guida e alle
griglie a pagina 4

Per registrare le misure,
digitare nelle caselle
sottostanti o nella griglia
corrispondente della
pagina successiva,
entrambe compilate
contemporaneamente



Modulo d'ordine per pantaloncini e leggings

N. ordine: _____ Numero di riferimento del paziente: _____

Misure della circonferenza del tronco		(cm)
A	Vita misurata all'ombelico	
J	Fianchi	

Misure della lunghezza degli arti:

Deve essere presa la misura 22. In mancanza di ciò, non potremo evadere l'ordine

		Sinistra (cm)	Destra (cm)
20	Interno gamba (all'inguine) fino all'articolazione del ginocchio o lunghezza richiesta se sopra il ginocchio		
21	Dall'articolazione del ginocchio alla caviglia o alla lunghezza richiesta		
22*	Dalla vita al ginocchio o lunghezza richiesta dell'indumento se sopra il ginocchio		

Solo per PO 1103

Misura della lunghezza		(cm)
D	Dalla vita ai fianchi - Solo per PO 1103 (larghezza della cintura)	

Solo pantaloncini e leggings a vita alta

Misure della circonferenza

B	Parte superiore di pantaloncini o leggings	
---	--	--

Misure della lunghezza		Sinistra (cm)	Destra (cm)
C	Parte superiore dei pantaloncini alla vita		
Spallacci	Lunghezza degli spallacci (solo se sono richiesti gli spallacci) Materiale in policotone con chiusura regolabile con anello a D		

Misure degli arti: La nuova linea può essere misurata con il metodo A, utilizzando un nastro di misura tradizionale, o con il metodo B, utilizzando i nostri nastri di carta per arti specializzati, per registrare le misure di gambe e arti.

Metodo A

		Sinistra (cm)	Destra (cm)
13	Parte superiore della coscia a livello della piega glutea		
13a	Parte superiore della coscia		
13b	Metà coscia		
14	Parte inferiore della coscia		
15	Articolazione del ginocchio (in linea con la metà della rotula)		
16	Polpaccio superiore		
17	Polpaccio medio		
18	Polpaccio inferiore		
19	Caviglia sul margine superiore del malleolo mediale		
24	Intorno al piede e al tallone sotto il malleolo		
25	Collo del piede o vita del piede		
26	Piede in corrispondenza delle teste metatarsali		

Misure della lunghezza del piede: Le misure 27, 28, 28a e 29 sono necessarie se si ordinano capi con piedi.

		Sinistra (cm)	Destra (cm)
27	Margine superiore dal malleolo mediale alla pianta del piede		
28	Teste metatarsali al tallone (mediale)		
28a	Dalle teste metatarsali al tallone sul bordo laterale		
29	Teste metatarsali fino alla punta dei piedi (mediale)		

Metodo B

Non utilizzare per il codice prodotto PO 0015

Gamba intera (utilizzare il nastro di carta viola per una gamba intera)

(Si prega di mettere un segno di spunta per indicare la posizione della rotula qui sotto)

Sinistra (cm)		Destra (cm)
	Piega distale	
	-7½	
	-6	
	-4½	
	-3	
	-1½	
	Tacco 0	
	+1½	
	+3	
	+4½	
	+6	
	+7½	
	+9	
	+10½	
	+12	
	+13½	
	+15	
	+16½	
	+18	
	+19½	
	+21	
	+22½	
	+24	
	+25½	
	+27	
	+28½	
	+30	
	+31½	
	+33	
	+34½	
	+36	
	Piega prossimale	

Si prega di mettere un segno di spunta per indicare la posizione della rotula qui sotto

Si prega di mettere un segno di spunta per indicare la posizione della rotula qui sotto

Si prega di notare: Quando si seleziona la finitura elastica delle gambe, tutte le opzioni sono incluse nella lunghezza finita, indicata dai nastri di carta riportati sopra.

Solo per la punta chiusa

	Sinistra (cm)	Destra (cm)
Lunghezza del piede richiesta		

Modulo d'ordine per pantaloncini e leggings

N. ordine: _____ Numero di riferimento del paziente: _____

Metodo A

PO 0015 Solo fascia per ginocchio

Misure della circonferenza		Sinistra (cm)	Destra (cm)
14	Parte inferiore della coscia		
15	Articolazione del ginocchio (in linea con la metà della rotula)		
16	Polpaccio superiore		

Lunghezza totale (massimo 20 cm):	
-----------------------------------	--

Tutte le altre opzioni di stile

	Sinistra	Destra
Elastico		
Overlock (senza elastico)	☐	☐
gamba distale:		
Regular (invertito) 1,5 cm	☐	☐
Regular (invertito) 2,5 cm	☐	☐
Regular (invertito) 5 cm	☐	☐
Polsino 1,5 cm	☐	☐
Polsino 2,5 cm	☐	☐
Polsino 5 cm	☐	☐
Silicone Regular (invertito) 2,5 cm	☐	☐
Silicone Regular (invertito) 5 cm	☐	☐
Polsino in silicone 2,5 cm	☐	☐
Polsino in silicone 5 cm	☐	☐
Proximal elastic:		
Overlock (senza elastico)	☐	☐
Regular (invertito) 1,5 cm	☐	☐
Regular (invertito) 2,5 cm	☐	☐
Regular (invertito) 5 cm	☐	☐
Polsino 1,5 cm	☐	☐
Polsino 2,5 cm	☐	☐
Polsino 5 cm	☐	☐
Silicone Regular (invertito) 2,5 cm	☐	☐
Silicone Regular (invertito) 5 cm	☐	☐
Polsino in silicone 2,5 cm	☐	☐
Polsino in silicone 5 cm	☐	☐
Elastico in vita:		
Regular (invertito):	☐ elastico 2,5 cm	☐ elastico 5 cm
Polsino:	☐ elastico 2,5 cm	☐ elastico 5 cm
Silicone Regular (invertito):	☐ elastico 2,5 cm	☐ elastico 5 cm
Polsino in silicone:	☐ elastico 2,5 cm	☐ elastico 5 cm
Cucitura per la contrattura della caviglia (solo sulla parte anteriore della caviglia per la modellazione)	☐	☐
Linguette in velcro per il fissaggio al gilet (set di 4)		☐

Cavallo

Cavallo:	☐ Aperto	☐ Chiuso (standard - tassello foderato)
Se si sceglie il cavallo chiuso, selezionare l'apertura della patta qui sotto		
☐ Nessuna	☐ A boxer (apertura verticale)	☐ A cerniera (verticale)
☐ A tasca (apertura orizzontale in Powernet)		
☐ Cerniera diagonale: (scegliere l'opzione)		
	☐ Tessuto standard della fodera (pressione leggera)	
	☐ Tessuto Powernet (per una vestibilità aderente)	

Modifiche

Tutte le seguenti voci comportano un costo aggiuntivo

Cerniere - 1145 (spuntare se richiesto)

Gamba		
Estremità	☐ Distale	☐ Prossimale
Posizionamento della cerniera	☐ All'interno del tessuto	☐ All'esterno del tessuto
Posizione (selezionare: Mediale o laterale)	Sinistra	Destra
	☐	☐
Lunghezza:	_____ cm	
Velcro (sulla cerniera dietro la zip per facilitare la vestizione)	☐	☐

Cerniere interne - 1144 (spuntare se necessario)

Se necessario, utilizzare un cuscinetto di posizionamento per marcare la posizione		
Gamba		
Estremità	☐ Distale	☐ Prossimale
Posizionamento della cerniera	☐ All'interno del tessuto	☐ All'esterno del tessuto
Posizione (selezionare: Mediale o laterale)	Sinistra	Destra
	☐	☐
Lunghezza:	_____ cm	

Fodera per le ginocchia

Descrizione articolo	Codice prodotto	Sinistra	Destra
Fodera completa del ginocchio (per proteggere la pelle fragile e garantire il comfort, se necessario)	1183	☐	☐
Fodera dietro il ginocchio (come sopra) Segnare sul nastro la posizione del ginocchio	0040	☐	☐

Indicare la posizione della rotula sulla griglia se si utilizza il Metodo B - nastri di carta

Rinforzi

Ginocchio rinforzato (fodera nella parte anteriore per le zone ad alto livello di usura)	1186	☐	☐
Tallone rinforzato (per rinforzare le aree ad alta usura)	1187	☐	☐
Suola del piede in silicone antiscivolo	1188	☐	☐

Indicare la posizione della rotula sulla griglia se si utilizza il Metodo B - nastri di carta

Modulo d'ordine per pantaloncini e leggings

N. ordine: _____ Numero di riferimento del paziente: _____

Dita dei piedi

Descrizione articolo	Codice prodotto	Sinistra	Destra
Dita autoracchiuse in tessuto base (senza cuciture)	1159	☐	☐
Dita autoracchiuse in tessuto della fodera	1160	☐	☐

Bretelle

Bretelle/cinghie con Velcro®	1162	☐ Amovibili con Velcro®
Lunghezza: _____ cm (deve essere indicata)		☐ Cucite, non amovibili

Inserito in Silon-TEX® II

Tessuto in Silon-TEX® II (cucito nell'indumento)	1191	Utilizzare un'imbottitura di posizionamento per marcare la posizione ☐
--	------	--

Cuciture delle gambe (lo standard è mediale - interno)

		Sinistra	Destra
Laterale (esterno) - se è necessario allontanare la cucitura dall'area della cicatrice	1143	☐	☐

Questa opzione è disponibile solo per gli indumenti senza piedi.

Tasche e imbottiture




Tasca (cucita per l'inserimento di imbottiture per applicare una pressione supplementare su determinate aree) Specificare la posizione	0027	Utilizzare un'imbottitura di posizionamento per marcare la posizione ☐
Tasca Silon-TEX® II (come sopra ma rivestita in tessuto Silon-TEX® II)	1147	Utilizzare un'imbottitura di posizionamento per marcare la posizione ☐

Imbottiture in schiuma (da inserire nella tasca, selezionare lo spessore della schiuma)

Profilo basso 5 mm	1178	☐
Bassa densità 20 mm	1179	☐
Alta densità 25 mm	1180	☐

Pannelli di rinforzo

(Barrare se richiesto)	Codice prodotto	1157
L'aggiunta di pannelli specifici fornisce un allungamento prolungato dei tessuti molli, favorisce la postura e il riallineamento del corpo durante la maturazione delle cicatrici. I pannelli si abbinano al colore del tessuto di base		

☐ AER Pannelli assistenza alla rotazione esterna Per fornire l'allungamento e il riallineamento delle anche, favorendo la rotazione esterna e riducendo la rotazione interna Spuntare le voci ☐ Sinistra ☐ Destra	 Anteriore Posteriore	☐ AIR Pannelli assistenza alla rotazione interna Per fornire l'allungamento e il riallineamento delle anche, favorendo la rotazione interna e riducendo la rotazione esterna Spuntare le voci ☐ Sinistra ☐ Destra	 Anteriore Posteriore
☐ AAP Pannello addominale anteriore Per fornire un supporto lombare supplementare. Si prega di specificare la lunghezza del pannello dall'ombelico: _____ cm	 Anteriore		