



Dati del modulo d'ordine

Tutti i campi sono obbligatori per l'elaborazione dell'ordine

Dati dell'ordine

Data: _____ N. ordine: _____

Nominativo del contatto: _____

Numero di telefono del contatto: _____

Email: _____

Ospedale/Clinica: _____

Indirizzo di consegna: _____

_____ Codice postale: _____

Dati del paziente

Numero di riferimento del paziente: _____

Nome: _____

Cognome: _____

Anno di nascita: _____

Indicare: ☐ Maschio ☐ Femmina

Indicare: ☐ Nuovo paziente ☐ Paziente esistente

Diagnosi: _____

Continuate a compilare i dettagli dell'indumento nelle pagine seguenti.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE CONTATTARCI AL
NUMERO:02/2664641**

O INVIARE UNA MAIL A: sanamed@sanamed.it

Modulo d'ordine per calze

Tutti i campi sono obbligatori per l'elaborazione dell'ordine

Premium Original

- Powernet semplice:** ☐ Beige ☐ Marrone chiaro ☐ Rosa chiaro ☐ Rosso ☐ Lampone
☐ Blu classico ☐ Blu denim ☐ Nero
- Powernet stampata:** ☐ Unicorn ☐ Jeep per Safari ☐ Stampa di zampa ☐ Camo in rosa ☐ Camo in verde
☐ Camo in blu ☐ Unicorn arcobaleno

Cerniere

- ☐ Nessuna ☐ Abbinamento colori

Bordature - non è disponibile alcuna scelta di bordature per le calze.

Cucitura

- ☐ Abbinamento colori ☐ Beige ☐ Bianco ☐ Marrone chiaro ☐ Rosa pastello ☐ Rosa brillante
☐ Rosso ☐ Viola ☐ Verde ☐ Blu pastello ☐ Blu reale ☐ Blu denim
☐ Blu navy ☐ Nero

Premium Active - 50 UPF (entrambi i colori degli indumenti sono progettati con cerniera e filo neri) (con questa opzione di tessuto non è disponibile la bordatura a tema)

- ☐ Verde eucalipto ☐ Nero

Premium Q10 - Ingrediente cosmetico Q10 (cerniera e filo sono abbinati - i colori in tinta unita sono basati sulla scala Fitzpatrick) (con questa opzione di tessuto non è disponibile la bordatura a tema)

- Q10 semplice:** ☐ Tipo 2 (bianca, latte) ☐ Tipo 3 (da medio bianca a olivastra) ☐ Tipo 4 (olivastra, marrone moderato) ☐ Tipo 5 (marrone, marrone scuro) ☐ Tipo 6 (marrone, molto scura, da marrone a nera)
- Q10 stampato:** ☐ Fate e Castello ☐ Dinosauri

Indumento (indicare)

☐ **PO 0020**
 Nuova Premium
 Alla caviglia
 Design con cuciture laterali
☐ Dita dei piedi aperte ☐ Dita dei piedi chiuse
☐ Sinistra ☐ Destra

☐ **PO 0021**
 Nuova Premium
 Calza al ginocchio
 Design con cuciture laterali
☐ Dita dei piedi aperte ☐ Dita dei piedi chiuse
☐ Sinistra ☐ Destra

Utilizzare il metodo di misura A per PO 0020 e PO 0021

Design con cuciture laterali

Si prega di notare: utilizzare un modulo per ogni indumento. Ad esempio Se si ordinano calze destre e sinistre, si prega di utilizzare due moduli

☐ **PO 0105**
 Tradizionale Premium
 Alla caviglia
 Design con cuciture posteriori
☐ Dita dei piedi aperte ☐ Dita dei piedi chiuse
☐ Sinistra ☐ Destra

☐ **PO 0101**
 Tradizionale Premium
 Calza al ginocchio
 Design con cuciture posteriori
☐ Dita dei piedi aperte ☐ Dita dei piedi chiuse
☐ Sinistra ☐ Destra

Utilizzare il metodo di misurazione B per PO 0105 e PO 0101




Design con cucitura posteriore

Modulo d'ordine per calze

N. ordine: _____ Numero di riferimento del paziente: _____

Utilizzate questo schema insieme alla guida e alle griglie di seguito

Per registrare le misure, digitarle nelle caselle sottostanti o nella griglia corrispondente, riempiendole entrambe contemporaneamente.



Metodo A: Per i progetti di cuciture laterali con metro tradizionale

		Sinistra (cm)	Destra (cm)
15	Articolazione del ginocchio		
16	Polpaccio superiore		
17	Polpaccio medio		
18	Polpaccio inferiore		
19	Margine superiore del malleolo mediale		
24	Intorno al piede e al tallone sotto il malleolo		
25	Collo del piede o vita del piede		
26	Piede in corrispondenza delle teste metatarsali		

Misure della lunghezza

		Sinistra (cm)	Destra (cm)
21	Malleolo mediale fino alla parte superiore richiesta del calzino		
27	Margine superiore dal malleolo mediale alla pianta del piede		
28	Teste metatarsali al tallone (mediale)		
28a	Dalle teste metatarsali al tallone sul bordo laterale		
29	Teste metatarsali fino alla punta dei piedi (mediale)		

Solo per calza con dita del piede chiuse

	Sinistra (cm)	Destra (cm)
Lunghezza del piede richiesta		

Metodo B: Per i progetti di cucitura centrale posteriore con nastri di carta (non sono necessarie lunghezze aggiuntive)

Mezza gamba (utilizzare il nastro di carta VERDE per una mezza gamba)

Sinistra (cm)		Destra (cm)
	Piegia distale	
	Punta del piede	
	-7½	
	-6	
	-4½	
	-3	
	-1½	
	Tacco 0	
	+1½	
	+3	
	+4½	
	+6	
	+7½	
	+9	
	+10½	
	+12	
	+13½	
	+15	
	Fine del ginocchio	
	Piegia prossimale	

Si prega di notare: Quando si seleziona la finitura elastica della calza, tutte le opzioni sono incluse nella lunghezza finita, indicata dai nastri di carta riportati sopra. (Questo include la finitura con polsino)

Modulo d'ordine per calze

N. ordine: _____ Numero di riferimento del paziente: _____

Tutte le altre opzioni di stile

		Sinistra	Destra
Elastico	Overlock (senza elastico)	☐	☐
prossimale:	Regular (invertito) 1,5 cm	☐	☐
	Regular (invertito) 2,5 cm	☐	☐
	Regular (invertito) 5 cm	☐	☐
	Polsino 1,5 cm	☐	☐
	Polsino 2,5 cm	☐	☐
	Polsino 5 cm	☐	☐
	Silicone Regular (invertito) 2,5 cm	☐	☐
	Silicone Regular (invertito) 5 cm	☐	☐
	Polsino in silicone 2,5 cm	☐	☐
	Polsino in silicone 5 cm	☐	☐
Cucitura per la contrattura della caviglia (solo sulla parte anteriore della caviglia per la modellazione)		☐	☐

Elastico	Overlock (senza elastico)	☐	☐
distale:	Regular (invertito) 1,5 cm	☐	☐
	Regular (invertito) 2,5 cm	☐	☐
	Polsino 1,5 cm	☐	☐
	Polsino 2,5 cm	☐	☐
	Silicone Regular (invertito) 2,5 cm	☐	☐
	Polsino in silicone 2,5 cm	☐	☐

Inserto in Silon-TEX® II

Tessuto in Silon-TEX® II (cucito nell'indumento)	1191	Utilizzare un'imbottitura di posizionamento per marcare la posizione ☐
--	------	---

Tasche e imbottiture

Tasca (cucita per l'inserimento di imbottiture per applicare una pressione supplementare su determinate aree) Specificare la posizione	0027	Utilizzare un'imbottitura di posizionamento per marcare la posizione ☐
Tasca Silon-TEX® II (come sopra ma rivestita in tessuto Silon-TEX® II)	1147	Utilizzare un'imbottitura di posizionamento per marcare la posizione ☐

Imbottiture in schiuma (da inserire nella tasca, selezionare lo spessore della schiuma)

Profilo basso 5 mm	1178	☐
Bassa densità 20 mm	1179	☐
Alta densità 25 mm	1180	☐

Modifiche

Tutti i seguenti articoli comportano un costo aggiuntivo

Cerniere - 1145 (spuntare se richiesto)

Posizionamento ☐ All'interno del tessuto ☐ All'esterno del tessuto della cerniera		
Posizione (selezionare: Mediale, laterale o posteriore)	Sinistra	Destra
	☐	☐
Lunghezza: _____ cm		
Velcro (sulla cerniera dietro la zip per facilitare la vestizione)	☐	☐

Cerniere interne - 1144 (spuntare se necessario)

Se necessario, utilizzare un cuscinetto di posizionamento per marcare la posizione		
Posizionamento ☐ All'interno del tessuto ☐ All'esterno del tessuto della cerniera		
Posizione (selezionare: Mediale, laterale o posteriore)	Sinistra	Destra
	☐	☐
Lunghezza: _____ cm		

Rinforzi

Tallone rinforzato (per rinforzare le aree ad alta usura)	1187	☐	☐
Suola del piede in silicone antiscivolo	1188	☐	☐

Dita dei piedi

Dita autoracchiuse in tessuto base (senza cuciture)	1159	☐	☐
Dita autoracchiuse in tessuto della fodera	1160	☐	☐