



Dati del modulo d'ordine

Tutti i campi sono obbligatori per l'elaborazione dell'ordine

Dati dell'ordine

Data: _____ N. ordine: _____
Nominativo del contatto: _____
Numero di telefono del contatto: _____
Email: _____
Ospedale/Clinica: _____
Indirizzo di consegna: _____

Codice postale: _____

Dati del paziente

Numero di riferimento del paziente: _____
Nome: _____
Cognome: _____
Anno di nascita: _____
Indicare: ☐ Maschio ☐ Femmina
Indicare: ☐ Nuovo paziente ☐ Paziente esistente
Diagnosi: _____

Continuate a compilare i dettagli dell'indumento nelle pagine seguenti.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE CONTATTARCI AL
NUMERO:02/2664641
O INVIARE UNA MAIL A: sanamed@sanamed.it**

Modulo d'ordine per guanti da piede

Tutti i campi sono obbligatori per l'elaborazione dell'ordine

Premium Original

- Powernet semplice:** ☐ Beige ☐ Marrone chiaro ☐ Rosa chiaro ☐ Rosso ☐ Lampone
☐ Blu classico ☐ Blu denim ☐ Nero
- Powernet stampata:** ☐ Unicorn ☐ Jeep per Safari ☐ Stampa di zampa ☐ Camo in rosa ☐ Camo in verde
☐ Camo in blu ☐ Unicorn arcobaleno

Cerniere

- ☐ Nessuna ☐ Abbinamento colori

Bordature - non è disponibile alcuna scelta di bordature per i guanti per i piedi.

Cucitura

- ☐ Abbinamento colori ☐ Beige ☐ Bianco ☐ Marrone chiaro ☐ Rosa pastello ☐ Rosa brillante
☐ Rosso ☐ Viola ☐ Verde ☐ Blu pastello ☐ Blu reale ☐ Blu denim
☐ Blu navy ☐ Nero

Premium Active - 50 UPF (entrambi i colori degli indumenti sono progettati con cerniera e filo neri) (con questa opzione di tessuto non è disponibile la bordatura a tema)

- ☐ Verde eucalipto ☐ Nero

Premium Q10 - Ingrediente cosmetico Q10 (cerniera e filo sono abbinati - i colori in tinta unita sono basati sulla scala Fitzpatrick) (con questa opzione di tessuto non è disponibile la bordatura a tema)

- Q10 semplice:** ☐ Tipo 2 (bianca, latte) ☐ Tipo 3 (da medio bianca a olivastra) ☐ Tipo 4 (olivastra, marrone moderato) ☐ Tipo 5 (marrone, marrone scuro) ☐ Tipo 6 (marrone, molto scura, da marrone a nera)
- Q10 stampato:** ☐ Fate e Castello ☐ Dinosauri

Indumento (indicare)

☐ **PO 0022**
 Nuovo guanto premium da piede alla caviglia
 Design con cuciture laterali
☐ Sinistra ☐ Destra

☐ **PO 0023**
 Nuovo guanto Premium da piede al ginocchio
 Design con cuciture laterali
☐ Sinistra ☐ Destra

☐ **PO 0538**
 Guanto Premium tradizionale da piede alla caviglia
 Design con cucitura posteriore
☐ Sinistra ☐ Destra

☐ **PO 0539**
 Guanto Premium tradizionale da piede al ginocchio
 Design con cucitura posteriore
☐ Sinistra ☐ Destra

Utilizzare il metodo di misura A per PO 0022 e PO 0023

Design con cuciture laterali

Utilizzare il metodo di misurazione B per PO 0538 e PO 0539

Design con cucitura posteriore




Si prega di notare: utilizzare un modulo per ogni indumento. Ad esempio Se si ordinano guanti per piede destro e sinistro, si prega di utilizzare due moduli

Modulo d'ordine per guanti da piede

N. ordine: _____ Numero di riferimento del paziente: _____

Utilizzate questo schema insieme alla guida e alle griglie di seguito

Per registrare le misure, digitarle nelle caselle sottostanti o nella griglia corrispondente a pagina 4, compilandole entrambe contemporaneamente.






Modulo d'ordine per guanti da piede

N. ordine: _____ Numero di riferimento del paziente: _____

Utilizzate questo schema insieme alla guida e alle griglie di seguito

Per registrare le misure, digitarle nelle caselle sottostanti o nella griglia corrispondente, riempiendole entrambe contemporaneamente.



Misure della circonferenza

		Sinistra (cm)	Destra (cm)
2	Articolazione PIP del quinto dito del piede		
4	Articolazione PIP del quarto dito del piede		
6	Articolazione PIP del terzo dito del piede		
8	Articolazione PIP del secondo dito del piede		
9	Articolazione PIP dell'alluce		

Le misure di lunghezza riportate di seguito sono lineari e devono essere prese dal tracciato della sagoma del piede, a meno che le dita non siano contratte.

Misure della lunghezza

		Dita dei piedi aperte (spuntare se richiesto)	Sinistra (cm)	Destra (cm)
12	Dal quinto dito del piede alla rete tra il quinto e il quarto dito del piede	☐		
13	Dal quarto dito del piede alla rete tra il quarto e il terzo dito	☐		
14	Dal terzo dito del piede alla rete tra il terzo e il secondo dito del piede	☐		
15	Dal secondo dito del piede alla rete tra il terzo e il secondo dito del piede	☐		
16	Lunghezza dell'alluce	☐		
17	Dal tallone alla rete tra il quinto e il quarto dito del piede			
18	Dal tallone alla rete tra il quarto e il terzo dito del piede			
19	Dal tallone alla rete tra il terzo e il secondo dito del piede			
20	Dal tallone alla rete tra il secondo e l'alluce			

Misure della lunghezza

		Sinistra (cm)	Destra (cm)
21	Malleolo mediale fino alla parte superiore richiesta del calzino		
27	Margine superiore dal malleolo mediale alla pianta del piede		
28	Teste metatarsali al tallone (mediale)		
28a	Dalle teste metatarsali al tallone sul bordo laterale		
29	Teste metatarsali fino alla punta dei piedi (mediale)		
Lunghezza del piede richiesta (se si utilizza il metodo B, nastri di carta)			

Metodo A: Per i progetti di cuciture laterali con metro tradizionale

		Sinistra (cm)	Destra (cm)
15	Articolazione del ginocchio		
16	Polpaccio superiore		
17	Polpaccio medio		
18	Polpaccio inferiore		
19	Margine superiore del malleolo mediale		
24	Intorno al piede e al tallone sotto il malleolo		
25	Collo del piede o vita del piede		
26	Piede in corrispondenza delle teste metatarsali		

Modulo d'ordine per guanti da piede

N. ordine: _____ Numero di riferimento del paziente: _____

Metodo B: Per i progetti di cucitura centrale posteriore con nastri di carta (non sono necessarie lunghezze aggiuntive)

Mezza gamba (utilizzare il nastro di carta VERDE per una mezza gamba)

Sinistra (cm)		Destra (cm)
	Piegia distale	
	Punta del piede	
	-7½	
	-6	
	-4½	
	-3	
	-1½	
	Tacco 0	
	+1½	
	+3	
	+4½	
	+6	
	+7½	
	+9	
	+10½	
	+12	
	+13½	
	+15	
	Fine del ginocchio	
	Piegia prossimale	

Si prega di notare: Quando si seleziona la finitura elastica della parte terminale del guanto, tutte le opzioni sono incluse nella lunghezza finale, indicata dai nastri di carta riportati sopra. (Questo include la finitura con polsino)

	Sinistra (cm)	Destra (cm)
Lunghezza del piede richiesta		

Tutte le altre opzioni di stile

	Sinistra	Destra
Elastico		
Regular (invertito) 1,5 cm	☐	☐
prossimale: Regular (invertito) 2,5 cm	☐	☐
Regular (invertito) 5 cm	☐	☐
Polsino 1,5 cm	☐	☐
Polsino 2,5 cm	☐	☐
Polsino 5 cm	☐	☐
Silicone Regular (invertito) 2,5 cm	☐	☐
Silicone Regular (invertito) 5 cm	☐	☐
Polsino in silicone 2,5 cm	☐	☐
Polsino in silicone 5 cm	☐	☐
Cucitura per la contrattura della caviglia (solo sulla parte anteriore della caviglia per la modellazione)	☐	☐

Modifiche

Tutti i seguenti articoli comportano un costo aggiuntivo

Cerniere - 1145 (spuntare se richiesto)

Posizionamento	☐ All'interno del tessuto	☐ All'esterno del tessuto della cerniera
Posizione (selezionare: Mediale, laterale o posteriore)	Sinistra	Destra
	☐	☐
Lunghezza: _____ cm		
Velcro (sulla cerniera dietro la zip per facilitare la vestizione)	☐	☐

Cerniere interne - 1144 (spuntare se necessario)

Se necessario, utilizzare un cuscinetto di posizionamento per marcare la posizione		
Posizionamento	☐ All'interno del tessuto	☐ All'esterno del tessuto della cerniera
Posizione (selezionare: Mediale, laterale o posteriore)	Sinistra	Destra
	☐	☐
Lunghezza: _____ cm		

Rinforzi

Tallone rinforzato (per rinforzare le aree ad alta usura)	1187	☐	☐
Suola del piede in silicone antiscivolo	1188	☐	☐

Inseriti inclinati

Inseriti inclinati (Una cucitura è realizzata tra le dita quando è necessaria una pressione aggiuntiva negli spazi interdigitali della mano)	1169	☐	☐
--	------	--------------------------	--------------------------

Inserito in Silon-TEX® II

Tessuto in Silon-TEX® II (cucito nell'indumento)	1191	Utilizzare un'imbottitura di posizionamento per marcare la posizione ☐
--	------	--

Tasche e imbottiture

Tasca (cucita per l'inserimento di imbottiture per applicare una pressione supplementare su determinate aree) Specificare la posizione	0027	Utilizzare un'imbottitura di posizionamento per marcare la posizione ☐
Tasca Silon-TEX® II (come sopra ma rivestita in tessuto Silon-TEX® II)	1147	Utilizzare un'imbottitura di posizionamento per marcare la posizione ☐

Imbottiture in schiuma (da inserire nella tasca, selezionare lo spessore della schiuma)

Profilo basso 5 mm	1178	☐
Bassa densità 20 mm	1179	☐
Alta densità 25 mm	1180	☐