



Dati del modulo d'ordine

Tutti i campi sono obbligatori per l'elaborazione dell'ordine

Dati dell'ordine

Data: _____ N. ordine: _____

Nominativo del contatto: _____

Numero di telefono del contatto: _____

Email: _____

Ospedale/Clinica: _____

Indirizzo di consegna: _____

_____ Codice postale: _____

Dati del paziente

Numero di riferimento del paziente: _____

Nome: _____

Cognome: _____

Anno di nascita: _____

Indicare: ☐ Maschio ☐ Femmina

Indicare: ☐ Nuovo paziente ☐ Paziente esistente

Diagnosi: _____

Continuate a compilare i dettagli dell'indumento nelle pagine seguenti.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE CONTATTARCI AL
NUMERO:02/2664641
O INVIARE UNA MAIL A: sanamed@sanamed.it**

Modulo d'ordine per guanti

Tutti i campi sono obbligatori per l'elaborazione dell'ordine

Premium Original

- Powernet semplice:** ☐ Beige ☐ Marrone chiaro ☐ Rosa chiaro ☐ Rosso ☐ Lampone
☐ Blu classico ☐ Blu denim ☐ Nero
- Powernet stampata:** ☐ Unicorn ☐ Jeep per Safari ☐ Stampa di zampa ☐ Camo in rosa ☐ Camo in verde
☐ Camo in blu ☐ Unicorn arcobaleno

Cerniere

- ☐ Nessuna ☐ Abbinamento colori

Bordature - non è disponibile alcuna scelta di bordature per i guanti.

Cucitura

- ☐ Abbinamento colori ☐ Beige ☐ Bianco ☐ Marrone chiaro ☐ Rosa pastello ☐ Rosa brillante
☐ Rosso ☐ Viola ☐ Verde ☐ Blu pastello ☐ Blu reale ☐ Blu denim
☐ Blu navy ☐ Nero





Premium Active - 50 UPF (entrambi i colori degli indumenti sono progettati con cerniera e filo neri) (con questa opzione di tessuto non è disponibile la bordatura a tema)

- ☐ Verde eucalipto ☐ Nero

Premium Q10 - Ingrediente cosmetico Q10 (cerniera e filo sono abbinati - i colori in tinta unita sono basati sulla scala Fitzpatrick) (con questa opzione di tessuto non è disponibile la bordatura a tema)

- Q10 semplice:** ☐ Tipo 2 (bianca, latte) ☐ Tipo 3 (da medio bianca a olivastra) ☐ Tipo 4 (olivastra, marrone moderato) ☐ Tipo 5 (marrone, marrone scuro) ☐ Tipo 6 (marrone, molto scura, da marrone a nera)
- Q10 stampato:** ☐ Fate e Castello ☐ Dinosauri

Indumento (indicare)

☐ PO 0535 Guanto fino a 7,6 cm sopra il polso ☐ Sinistra ☐ Destra ☐ Punte apert ☐ Punte chiuse 	☐ PO 0534 Guanto oltre 7,6 cm verso l'ascella o lunghezza finita richiesta ☐ Sinistra ☐ Destra ☐ Punte apert ☐ Punte chiuse 	☐ PO 0025 Guanto con manica per singolo dito (un dito solamente) ☐ Sinistra ☐ Destra 	☐ PO 0036 Guanto con distanziatore per le membrane interdigitali - da indossare sopra un guanto ☐ Sinistra ☐ Destra 
--	---	---	---

Si prega di notare: utilizzare un modulo per ogni indumento. Ad esempio Se si ordinano guanti per destra e sinistra, si prega di utilizzare due moduli


Modulo d'ordine per guanti

N. ordine: _____ Numero di riferimento del paziente: _____

**Utilizzate questo schema
insieme alla guida e alle
griglie a pagina 5**


Per registrare le misure,
digitarle nelle caselle
sottostanti o
nella griglia corrispondente
a pagina 5, entrambe
vanno compilate
contemporaneamente.

Guanto sinistro



Braccio sinistro


Per guanto
sopra il polso



Modulo d'ordine per guanti

N. ordine: _____ Numero di riferimento del paziente: _____


Utilizzate questo schema
insieme alla guida e alle
griglie a pagina 5



**Guanto
destro**

**Braccio
destro**

Per guanto
sopra il polso



Modulo d'ordine per guanti

N. ordine: _____ Numero di riferimento del paziente: _____

Si prega di notare: Guanto con meno di 5 dita:
Se non si desiderano includere tutte e 5 le cifre, si prega di indicarlo apponendo una "X" nella casella delle misure.

Misure della circonferenza		Sinistra (cm)	Destra (cm)
1	Articolazione IP del pollice		
3	DIP dito indice		
4	PIP dito indice		
6	DIP dito medio		
7	PIP dito medio		
9	DIP dito anulare		
10	PIP dito anulare		
12	DIP dito mignolo		
13	PIP dito mignolo		
9a	Piega del polso		
22	Palmo (assicurarsi che il palmo sia completamente aperto)		
26	Avambraccio a lunghezza finita del guanto		

Misure della lunghezza		Sinistra (cm)	Destra (cm)
10	Dall'articolazione del gomito/aumento fino all'ascella o alla lunghezza desiderata		
11	Dalla piega del polso al gomito o alla lunghezza desiderata		
15	Dalla membrana del pollice alla lunghezza finita		
16	Dito indice		
17	Dito medio		
18	Dito anulare		
19	Dito mignolo		
20	Dalla membrana del pollice alla base del dito indice		
21	Dal polso alla 2a membrana		
21a	Dal polso alla 3a membrana		
23	Dal polso alla 4a membrana		
25	Dal polso alla lunghezza finita		

Per PO 0025: Guanto con dita singole, si prega di compilare quanto segue:

Circonferenze delle mani: 9a, 22

Lunghezze delle mani: 20, 21, 21a, 23

Circonferenze e lunghezza finita del dito richiesto

Per PO 0036: Distanziatore per le membrane interdigitali, compilare quanto segue:

Circonferenze: 1, 4, 7, 9a, 10, 13, 22

Lunghezze: 15, 20, 21, 21a, 23

Guanti a punta aperta (spuntare se richiesto)		Sinistra	Destra
15	Pollice	☐	☐
16	Dito indice	☐	☐
17	Dito medio	☐	☐
18	Dito anulare	☐	☐
19	Dito mignolo	☐	☐

Misure degli arti: La nuova linea può essere misurata con il metodo A, utilizzando un nastro di misura tradizionale, o con il metodo B, utilizzando i nostri nastri di carta per arti specializzati, per registrare le misure di braccia / arti.

Metodo A: Per guanto PO 0534 oltre 7,6 cm verso l'ascella o lunghezza finita richiesta

		Sinistra (cm)	Destra (cm)
4	Parte superiore del braccio a livello dell'ascella		
5	Parte centrale superiore del braccio		
6	Articolazione del gomito/piega, braccio disteso		
7	Avambraccio superiore		
8	Avambraccio inferiore		
9a	Piega del polso		

Metodo B

Braccio (Usare il nastro di carta ROSA per il braccio)

Sinistra (cm)		Destra (cm)
	Piega distale	

Polso

	-4½	
	-3	
	-1½	
	0	
	+1½	
	+3	
	+4½	
	+6	
	+7½	
	Gomito 9	
	+10½	
	+12	
	+13½	
	+15	
	+16½	
	+18	

Ascella

	Piega prossimale	
--	-------------------------	--

Si prega di notare: Quando si seleziona la finitura elastica della parte terminale del guanto, tutte le opzioni sono incluse nella lunghezza finale, indicata dai nastri di carta riportati sopra. (Questo include la finitura con polsino)

Modulo d'ordine per guanti

N. ordine: _____ Numero di riferimento del paziente: _____

Opzioni di stile

		Sinistra (cm)	Destra (cm)
Elastico	Overlock (senza elastico)	☐	☐
prossimale:	Regular (invertito) 1,5 cm	☐	☐
	Regular (invertito) 2,5 cm	☐	☐
	Regular (invertito) 5 cm	☐	☐
	Polsino 1,5 cm	☐	☐
	Polsino 2,5 cm	☐	☐
	Polsino 5 cm	☐	☐
	Silicone Regular (invertito) 2,5 cm	☐	☐
	Silicone Regular (invertito) 5 cm	☐	☐
	Polsino in silicone 2,5 cm	☐	☐
	Polsino in silicone 5 cm	☐	☐

L'opzione dell'elastico di 5 cm non è consigliata per i guanti fino alla lunghezza del polso o del gomito

Modifiche

Tutti i seguenti articoli comportano un costo aggiuntivo

Cerniere - 1145 (spuntare se richiesto)

Dal guanto al polso		
Posizionamento	☐ All'interno del tessuto	☐ All'esterno del tessuto della cerniera
Posizione (selezionare: Ulnare, Radiale, Radiale Dorsale, Dorsale, Palmare)	Sinistra	Destra
	☐	☐
Lunghezza: _____ cm		
Velcro (sulla cerniera dietro la zip per facilitare la vestizione)		
	☐	☐

Cerniere interne - 1144 (spuntare se necessario)

Se necessario, utilizzare un cuscinetto di posizionamento per marcare la posizione		
Braccio		
Estremità	☐ Distale	☐ Prossimale
Posizionamento	☐ All'interno del tessuto	☐ All'esterno del tessuto della cerniera
Posizione (selezionare: Mediale, Laterale, Dorsale, Anteriore)	Sinistra	Destra
	☐	☐
Lunghezza: _____ cm		

Fodere delle maniche

Descrizione	Codice prodotto	Sinistra	Destra
Fodera ginocchio interno (per proteggere la pelle fragile e garantire il comfort, se richiesto)	1167	☐	☐
Fodera completa del gomito (come sopra)	1168	☐	☐

Rinforzi

Palmo rinforzato (fodera nella parte anteriore per le zone ad alto livello di usura)	0021	☐	☐
Presa antiscivolo sul palmo (solo guanto)	1197	☐	☐

Inseriti inclinati

Inseriti inclinati (Una cucitura è realizzata tra le dita quando è necessaria una pressione aggiuntiva negli spazi interdigitali della mano)	1169	☐	☐
--	------	--------------------------	--------------------------

Inserito in Silon-TEX® II

Tessuto in Silon-TEX® II (cucito nell'indumento)	1191	Utilizzare un'imbottitura di ☐ posizionamento per marcare la posizione
--	------	---

Tasche e imbottiture

Tasca (cucita per l'inserimento di imbottiture per applicare una pressione supplementare su determinate aree) Specificare la posizione	0027	Utilizzare un'imbottitura di ☐ posizionamento per marcare la posizione
Tasca Silon-TEX® II (come sopra ma rivestita in tessuto Silon-TEX® II)	1147	Utilizzare un'imbottitura di ☐ posizionamento per marcare la posizione

Imbottiture in schiuma (da inserire nella tasca, selezionare lo spessore della schiuma)

Profilo basso 5 mm	1178	☐
Bassa densità 20 mm	1179	☐
Alta densità 25 mm	1180	☐